

QC 623 Blood Gas•Electrolyte Control (with Elevated pO₂)


Level / Level / Nivel / Niveau / Livello / Nivå 4

LOT 80520


2021-05

Expected Values Chart / Tabelle: Erwartete Werte / Tabla de valores esperados / Tableau des valeurs théoriques / Tabella dei valori attesi / Tabell med förväntade värden


	pH		pCO ₂ mmHg		pO ₂ mmHg		Ca ⁺⁺ mmol/L		Na ⁺ mmol/L		K ⁺ mmol/L		Cl ⁻ mmol/L		H ⁺ nmol/L		pCO ₂ kPa		pO ₂ kPa	
	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range
Manufacturer / Analyzer	<i>Mittelwert</i>	<i>Bereich</i>	<i>Mittelwert</i>	<i>Bereich</i>	<i>Mittelwert</i>	<i>Bereich</i>	<i>Mittelwert</i>	<i>Bereich</i>	<i>Mittelwert</i>	<i>Bereich</i>	<i>Mittelwert</i>	<i>Bereich</i>	<i>Mittelwert</i>	<i>Bereich</i>	<i>Mittelwert</i>	<i>Bereich</i>	<i>Mittelwert</i>	<i>Bereich</i>	<i>Mittelwert</i>	<i>Bereich</i>
Hersteller / Analysegerät	<i>Media</i>	<i>Rango</i>	<i>Media</i>	<i>Rango</i>	<i>Media</i>	<i>Rango</i>	<i>Media</i>	<i>Rango</i>	<i>Media</i>	<i>Rango</i>	<i>Media</i>	<i>Rango</i>	<i>Media</i>	<i>Rango</i>	<i>Media</i>	<i>Rango</i>	<i>Media</i>	<i>Rango</i>	<i>Media</i>	<i>Rango</i>
Fabricante / Analizador	<i>Moyenne</i>	<i>Plage</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Plage</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Plage</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Plage</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Plage</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Plage</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Plage</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Plage</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Plage</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Plage</i>
Fabricant / Analyseur	<i>Media</i>	<i>Range</i>	<i>Media</i>	<i>Range</i>	<i>Media</i>	<i>Range</i>	<i>Media</i>	<i>Range</i>	<i>Media</i>	<i>Range</i>	<i>Media</i>	<i>Range</i>	<i>Media</i>	<i>Range</i>	<i>Media</i>	<i>Range</i>	<i>Media</i>	<i>Range</i>	<i>Media</i>	<i>Range</i>
Fabbricante / Analizzatore	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>
Tillverkare / Analysator	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Genomsnitt</i>	<i>Mätområde</i>
IL																				
1300 Series	7.39	7.36 - 7.42	45	40 - 50	290	265 - 315									40.9	43.9 - 38.2	6.0	5.3 - 6.7	38.7	35.3 - 42.0
BG3	7.39	7.36 - 7.42	45	40 - 50	290	265 - 315									40.9	43.9 - 38.2	6.0	5.3 - 6.7	38.7	35.3 - 42.0
BGE	7.39	7.36 - 7.42	46	41 - 51	290	265 - 315	1.15	1.05 - 1.25	130	125 - 135	4.1	3.6 - 4.6	93	88 - 98	40.9	43.9 - 38.2	6.1	5.5 - 6.8	38.7	35.3 - 42.0
1600 Series	7.39	7.36 - 7.42	45	40 - 50	290	265 - 315	1.14	1.04 - 1.24	131	126 - 136	4.1	3.6 - 4.6	95	90 - 100	40.9	43.9 - 38.2	6.0	5.3 - 6.7	38.7	35.3 - 42.0
Synthesis Series	7.39	7.36 - 7.42	46	41 - 51	290	265 - 315	1.15	1.05 - 1.25	132	127 - 137	4.3	3.8 - 4.8	97	92 - 102	40.9	43.9 - 38.2	6.1	5.5 - 6.8	38.7	35.3 - 42.0
Nova																				
Stat Profile 1-9	7.41	7.38 - 7.44	45	40 - 50	300	275 - 325	1.16	1.06 - 1.26	133	128 - 138	4.3	3.8 - 4.8	96	91 - 101	39.1	41.9 - 36.5	6.0	5.3 - 6.7	40.0	36.7 - 43.3
Stat Profile 10	7.41	7.38 - 7.44	45	40 - 50	300	275 - 325			133	128 - 138	4.3	3.8 - 4.8	96	91 - 101	39.1	41.9 - 36.5	6.0	5.3 - 6.7	40.0	36.7 - 43.3
Stat Profile Ultra	7.44	7.41 - 7.47	46	41 - 51	300	275 - 325	1.16	1.06 - 1.26	133	128 - 138	4.3	3.8 - 4.8	96	91 - 101	36.5	39.1 - 34.0	6.1	5.5 - 6.8	40.0	36.7 - 43.3
OPTI Medical																				
OPTI CCA	7.40	7.34 - 7.46	45	37 - 53	276	264 - 288									39.8	45.7 - 34.7	6.0	4.9 - 7.1	36.7	35.1 - 38.3
Radiometer																				
ABL 3, 30	7.41	7.38 - 7.44	45	40 - 50	294	269 - 319									39.1	41.9 - 36.5	6.0	5.3 - 6.7	39.2	35.9 - 42.5
ABL 300 Series	7.41	7.38 - 7.44	45	40 - 50	290	265 - 315									39.1	41.9 - 36.5	6.0	5.3 - 6.7	38.7	35.3 - 42.0
ABL 4	7.39	7.36 - 7.42	46	41 - 51	294	269 - 319					4.2	3.7 - 4.7			40.9	43.9 - 38.2	6.1	5.5 - 6.8	39.2	35.9 - 42.5
ABL 5	7.39	7.36 - 7.42	45	40 - 50	290	265 - 315									40.9	43.9 - 38.2	6.0	5.3 - 6.7	38.7	35.3 - 42.0
ABL 50, 500 Series	7.39	7.36 - 7.42	46	41 - 51	290	265 - 315	1.19	1.09 - 1.29	131	126 - 136	4.2	3.7 - 4.7	92	87 - 97	40.9	43.9 - 38.2	6.1	5.5 - 6.8	38.7	35.3 - 42.0
ABL 600 Series	7.39	7.36 - 7.42	46	41 - 51	290	265 - 315	1.19	1.09 - 1.29	131	126 - 136	4.2	3.7 - 4.7	92	87 - 97	40.9	43.9 - 38.2	6.1	5.5 - 6.8	38.7	35.3 - 42.0
ABL 70	7.41	7.37 - 7.45	46	40 - 52	265	230 - 300	1.23	1.11 - 1.35	129	124 - 134	4.2	3.7 - 4.7			39.1	42.9 - 35.6	6.1	5.3 - 6.9	35.3	30.7 - 40.0
ICA, KNA 1							1.17	1.07 - 1.27	131	126 - 136	4.3	3.8 - 4.8								
KNA 2									134	129 - 139	4.3	3.8 - 4.8								
EML Series							1.19	1.09 - 1.29	131	126 - 136	4.2	3.7 - 4.7	92	87 - 97						
Roche																				
AVL Compact Series	7.37	7.34 - 7.40	48	43 - 53	297	272 - 322									42.9	45.9 - 40.0	6.4	5.7 - 7.1	39.6	36.3 - 42.9
OMNI 1-9	7.39	7.36 - 7.42	47	42 - 52	286	261 - 311	1.15	1.05 - 1.25	134	129 - 139	4.3	3.8 - 4.8	101	96 - 106	40.9	43.9 - 38.2	6.3	5.6 - 6.9	38.1	34.8 - 41.5
Siemens (Bayer)																				
238	7.40	7.37 - 7.43	46	40 - 52	264	236 - 292									40.0	42.9 - 37.3	6.1	5.3 - 6.9	35.2	31.5 - 38.9
248	7.40	7.37 - 7.43	46	40 - 52	295	265 - 325									40.0	42.9 - 37.3	6.1	5.3 - 6.9	39.3	35.3 - 43.3
800 Series	7.42	7.39 - 7.45	47	42 - 52	297	267 - 327	1.10	1.00 - 1.20	130	125 - 135	4.2	3.7 - 4.7	95	90 - 100	38.2	40.9 - 35.6	6.3	5.6 - 6.9	39.6	35.6 - 43.6
600 Series	7.41	7.38 - 7.44					1.20	1.10 - 1.30	131	126 - 136	4.1	3.6 - 4.6	96	91 - 101						




Authorized Representative
Bevollmächtigter
Representante autorizado
Représentant agréé
Rappresentante autorizzato
Auktoriserad representant




Catalog Number
Katalognummer
Número de catálogo
Numéro de référence
Numero di catalogo
Artikelnummer




Consult Instructions for Use
Siehe Gebrauchsanweisung
Consulte las instrucciones de uso
Consultez le mode d'emploi
Consultare le istruzioni per l'uso
Se bruksanvisningen




European Conformity
Europäische Konformität
Conformidad Europea
Conformité CE
Conformità UE
Europeisk överensstämmelse




For In Vitro Diagnostic Use
In-vitro-Diagnostikum
Para uso diagnóstico in vitro
Destiné au diagnostic in vitro
Per uso diagnostico in vitro
För in vitro-diagnostik




Lot Number
Chargennummer
Número de lote
Número de lot
Numero di lotto
Batchnummer



Manufactured For
Hergestellt für
Fabricado para
Fabriqué pour
Fabricato per
Tillverkad för




Store At
Lagern bei
Conservese a
Stocker à
Conservare a
Förvaras vid




Use By
Verwendung bis
Fecha de caducidad
Utilisè avant le
Utilizzare entro il
Använd före

INSTRUMENT MANUFACTURERS / GERÄTEHERSTELLER
FABRICANTES DE INSTRUMENTOS / FABRICANTS DE L'INSTRUMENT
FABBRICANTE DEGLI STRUMENTI / INSTRUMENTTILLVERKARE

Instrumentation Laboratory, Lexington, MA
Nova Biomedical, Waltham, MA
OPTI Medical, Roswell, GA
Radiometer America, Westlake, OH
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Siemens Healthcare Diagnostics, Inc., Deerfield, IL



EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands
Phone: +31.70.345.8570
Fax: +31.70.346.7299



RNA Medical, Division of Bionostics, Inc.
7 Jackson Road
Devens, MA 01434 USA
978-772-9070 • 800-533-6162
www.RNAMedical.com